

UROLASE MAX

ЛАЗЕРНАЯ ПЛАТФОРМА ДЛЯ УРОЛОГИИ

ALL IN ONE







Система детектирования мягких и твёрдых тканей, призванная обеспечить максимальную безопасность при проведении литотрипсии.



2 НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ ТУЛИЕВОГО ВОЛОКОННОГО ЛАЗЕРА

Самая мощная генерация тулиевого волоконного лазера для урологии, закрывающая весь спектр манипуляций стационара: как хирургия мягких тканей, так и литотрипсия.



литотрипсия:

- Режим **MRP** минимизация ретропульсии.
- Режим **«Fine» распыление** сверхбыстрое дробление на микрофрагменты.
- Режим «**Ultra**» фрагментация разрушение на крупные фрагменты для экстракции.



МЯГКИЕ ТКАНИ:

- Режим «Dissect» энуклеация термо-механическая диссекция ткани.
- Режим **«Bloodless» коагуляция** самый эффективный режим коагуляции.
- Режим «Clean pulse» вапоэнуклеация без карбонизации.








Tissue sensor – детектирование ткань/камень

Tissue sensor – это инновационная разработка нашей компании, направленная **на абсолютную максимизацию безопасности** во время дробления камней.

Данная технология призвана исключить случайное попадание лазерного излучения на мягкие ткани при проведении литотрипсии.



Принцип работы Tissue sensor заключается в том, что лазер различает какая ткань (твёрдая или мягкая) находится перед торцом хирургического волокна.

Таким образом, при проведении литотрипсии лазер **автоматически останавливает подачу излучения** при наведении на слизистую, исключая риск повреждения и перфорации.


РИПСИЯ

∭ Модулированные импульсы


Модулированные импульсные настройки и высокие мощностные характеристики лазерного аппарата **Urolase MAX** выводят литотрипсию на качественно новый уровень эффективности, отличный от всех урологических лазеров.



Использование нового режима распыления «Fine» позволяет хирургу дробить камни в мельчайшую пыль с высокой скоростью.



Специальный импульсный режим фрагментации «Ultra» моментально разрушает самые плотные камни на крупные фрагменты для последующей литоэкстракции.



Режим **MRP*** – минимальное смещение конкремента при дроблении, по сравнению с гольмиевыми лазерами и при стандартных импульсах тулиевых волоконных лазеров серии FiberLase.

^{*}Ventimiglia E., et al. (2020) Effect on Temporal Pulse Shape on Urinary Stone Phantom Retropulsion Rate and Ablation Efficiency Using Holmium:YAG and Superpulse Thulium Fiber Lasers. BJU Int. 2020 Jul;126(1):159-167



1 MM



Два вида энуклеации в одном приборе

В лазерном аппарате Urolase MAX реализована возможность


проведения двух видов энуклеации:

Модулированный режим энуклеации «Dissect»

- Диссекция аденоматозной ткани процедуре HoLEP. аналогична
- Гемостатические свойства порядок выше, чем у HoLEP.
- Отсутствие карбонизации.

Классическая тулиевая волоконная энуклеация - ThuFLEP

- Эффективная вапоризация мягких тканей.
- Прецизионная работа за счёт минимальной глубины проникновения.
- Отсутствие кровопотери из-за высокого уровня гемостаза.





«АССИСТЕНТ» ХИРУРГА




Urolase MAX является первым лазером функцией «ассистент» хирурга, которая основана многолетнем на анализе используемых параметров при различных манипуляциях от ведущих хирургов по всему миру. Главной целью данной функции является обеспечение максимальной безопасности при выполнении лазерной операции.

ІЕ ТКАНИ




Режим коагуляция «Bloodless»

МАХ обладает уникальным Urolase импульсным режимом для проведения коагуляции. За счёт широкой воздействия зоны данный режим позволяет эффективно коагулировать послеоперационное ложе, находясь на небольшом расстоянии.



отсутствие карбонизации



вапоэнуклеации проведении При и вапоризации режим «Clean pulse» позволяет удалять мягкие ткани отсутствием карбонизации эффективностью, аналогичной лазерам с непрерывным режимом работы.



Подключение к стандартной электросети





Не требуется регулярное ТО



До 3-х раз компактнее и легче Ho: YAG лазеров





МИРОВОЙ ЛИДЕР ЛАЗЕРНОЙ ИНДУСТРИИ

ООО «ВПГ Лазеруан» (ранее ООО НТО «ИРЭ-Полюс») российская компания, созданная выдающимся советским ученым - Валентином Павловичем Гапонцевым, основателем международной научно-технической корпорации IPG Photonics Corporation. VPG Laserone - общепризнанный лидер мирового рынка в области волоконных лазеров и усилителей, а также приборов и систем на их основе. Волоконные лазеры имеют высочайшую производительность, надёжность и практичность при более низкой, по сравнению с другими типами лазеров, стоимости владения. Опираясь на профессионализм многолетний опыт сфере производства лазерного В оборудования, VPG Laserone реализует медицинские лазерные аппараты и хирургические волоконные инструменты для широкого спектра применений. При создании новых лазерных медицинских аппаратов VPG Laserone проходит все этапы не только разработки лазерного аппарата, но также и создания методики его применения, проводя как in-vitro исследования на базе собственной научно-исследовательской лаборатории, так и клинические исследования совместно с ведущими клиническими центрами.



дата основания 1992



15

КЛИНИЧЕСКИХ

ЦЕНТРОВ ДЛЯ
IN VITRO И IN VIVO
ИССЛЕДОВАНИЙ



>1 миллиона
пациентов
прошли лечение
с помощью лазеров
в 2024 году



OOO «ВПГ Лазеруан» www.vpgmed.ru www.vpglaserone.ru



+7 (496) 255-74-46 sales@vpglaserone.ru



>800 МЕДИЦИНСКИХ ЛАЗЕРНЫХ СИСТЕМ ОТГРУЖЕНО В РФ С 2017 ГОДА